

吸引器比較と SKIP & CLAP 対応バッグ

吸引器名	※1 流量 / 最大吸引圧力	※2 ボトル容量	※3 質量※ / サイズ ※バッテリー / 電池込	※4 連続運転時間	※5 特徴	 対応 バッグ
キュータム QT-500B (日東工器) ¥65,000 	7.5L/min -66.6kPa	300ml	1.2kg W300×D125×H175	12分(単3アルカリ電池) 55分(充電式単3電池)	※内蔵バッテリーはなく、 外出時は電池のみ	Rect.M
ベベキュア (日東産業) 本体 ¥16,980 別売充電器セット ¥12,600 	15L/min -80kPa	300ml	1.4kg W206×D98×H175	75分	※バッテリー別売り	Rect.M
エレノア (東京エム・アイ商会) 本体 ¥23,455 電池ボックスセット 	15L/min -80kPa	300ml	1.2kg W220×D90×H145	40分	単3乾電池8本 ※電池 BOX 別売り	Rect.M
パワースマイル KS-700 (新鋭工業) (廃番) 	15L/min -80kPa	700ml	2.6kg W193×D181×H238	30分	※バッテリー、充電器別売り	squareM
3電源吸引器 3WAY-750S-2 (ブルークロス) ¥70,000 	16L/min -80kPa	750ml	2.7kg W329×D122×H235	90分	※電源コード内蔵 ※90分の充電で 90分長時間運転可能	Rect.L
パワースマイル S KS-710 (新鋭工業) 本体 ¥40,000 別売充電器セット ¥25,000 	17L/min -75kPa	700ml	2.0kg W289×D129×H195	30分	※バッテリー、充電器別売り ※PTFE フィルター (消耗品) 交換 (3か月に1度)	Rect.L
スマイルケア C KS-1000C (新鋭工業) ¥77,000 	22L/min -75kPa	1,000ml	3.5kg W223×D226×H272	30分	※充電器を使わず、 ACアダプタより充電が可能	squareL
ミニックIII-SB (新鋭工業) ¥96,000 	23L/min -85kPa	1,000ml	3.5kg W321×D122×H256	60分	※充電器を使わず、 ACアダプタより充電が可能	Rect.LL

※1 流量

ポンプ単体の流量で表記しています。流量が大きいほど吸引圧が高くなります。気管切開や粘性の痰や鼻水を吸う場合 15L/min 以上が望ましいとされていますが、流量だけでは判断できない部分もあります。(詳しくは各吸引器の紹介をご覧ください)

※2 ボトル容量 (吸引頻度や吸引方法によります)

300ml ----- 吸引の少ない方、短時間のお出掛け向け (万が一いっぱいになった場合は、途中でトイレで捨てる方法もあります)

500ml ----- 一般的に一日のお出掛けに対応できます。

700ml 以上 -- よっぽど吸引の多い日以外は対応できます。

※3 質量

1.5kg 以内 --- 軽くて肩に掛けることも出来ます

2.5kg 以上 --- ずしっと重みを感じます。女性が長時間持ち続けるのは大変です。

3.5kg 以上 --- バギーや車いすの荷台に置いて持ち運ぶのが良いです。

※4 連続運転時間

15分 ----- 吸引の少ない方は短時間のお出掛けに。

30分 ----- 15分に一回の吸引をしても朝から夕方まで持ちます。吸引の多い日は夕方パワーが弱なることもあります。

60分以上 ---- 数日持つので毎日充電しなくても大丈夫。

※5 特徴

電源の取り方は各吸引器ごとに特徴があるのでよく調べてから購入してください。